# ■ N1O4-B4 的合成 第一次

参考文献: Johnson 1980 (main) & Dhainaut 2013

# 所需试剂列表

N1O4-OB4 氢化铝锂 超干 THF

NaOH

# ■ 反应物 MSDS

N1O4-OB4	520.620	
自制		
氢化铝锂	37.954	mp125 分解 d0.97 与水反应 <u>潮湿空气中燃烧</u>
16853-85-3		淬灭须 <b>低温</b> ,先缓慢滴加 1mL 水,可能生成胶体,再缓慢滴加 1M NaOH。水和
		NaOH 反过来可能加重产物吸附。
超干 THF	72.11	mp-108 bp66 d0.887 水混溶 盐溶液可能分相
109-99-9		低毒/中毒,大口 1650

#### ■ 参考投料

物质	分子量	投料量	mmol	eq	注意事项
N1O4-OB4	520.620	0.8 g	1.537	1	
LiAlH4	37.954	0.233 g	6.146	4	小心取用,注意隔水隔氧,防止燃烧
THF	/	25 mL	/	/	

### ■ 实际投料

物质	分子量	投料量	mmol	eq	参考
N1O4-OB4	520.620				0.8 g
LiAlH4	37.954				0.233 g
THF	/				25 mL

## ■ 操作步骤

- 1. 在 50mL 三口瓶中加入 0.8 g N1O4-OB4 和 25mL THF。 Ar 气抽充三次,并通入 Ar 保护。
- 2. 向上述溶液中<u>分多次</u>加入共 0.233 g 氢化铝锂。 投料完成后,回流 20h。
- 3. 反应结束后,逐滴加入1 mL 水淬灭未反应的氢化铝锂。 过滤,滤渣用二氯洗涤。
- 4. 合并有机相, 旋蒸得到粗产品。 TLC 检测, 若杂质较多则柱层析纯化。